

Medikal Gaz Jakı - Probu / Medikal Gaz Abone Fişı Teknik Şartnamesi

1. Medikal Gaz Jakları her türlü yanıcı malzemeden (yağ, gres yağı, vs...) temizlenmiş olmalıdır.
2. Medikal Gaz Jakları sadece kendine ait gaz prizine takılabilmelidir. Üzerinde belirtilen gaz dışındaki bir gazın prizine takılabilen jaklar hatalıdır, kullanılmamalıdır.
3. Medikal Gaz Jaklarının gövdesi MS58 kalite pirinçten imal edilmeli, krom ile kaplanmalıdır.
4. Medikal Gaz Jakları temiz tutulmalı, kullanılmadan önce mutlaka kontrol edilmelidir.
5. Medikal Gaz Jaklarının Bakım-Onarım, Montaj ve Kullanma kılavuzları jaklarla birlikte verilmelidir. Bu kılavuzlarda;
6. Medikal Gaz Jakının uluslararası standartlara uygunluğu belirtilmelidir.
7. Bakım, Onarım faaliyetleri ve süresi ile sıklığı belirtilmelidir.
8. Tavsiye edilen yedek parça listesi verilmelidir.
9. Üretici firma; ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2003 sistem belgelerine sahip olmalıdır.
10. Üretici firmanın en az 2 yıllık imalatçı olduğu ve imalat kapasitesini gösterir kapasite raporu bulunmalıdır.
11. Üretici firmanın Annex II – 93/42 EEC medikal cihazlar direktifine uygun CE belgesi olmalıdır.

Üretici firma kalite belgeleri (ISO 9001:2008, ISO 13485:2003) ve CE belgeleri TÜRKAK akreditasyonuna sahip olmalıdır.